

VIVAMAX – Otthon az egészségben!



HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
ARCFESZESÍTŐ KÉSZÜLÉKHEZ



Cikkszám: GYVAK2

Üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati és kezelési útmutatót!

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. A rendeltetésszerű, biztonságos és hatékony használat, a termék élettartamának meghosszabbítása, valamint az Ön biztonsága érdekében kérjük, tanulmányozza át alaposan (és őrizze is meg) a használati és kezelési útmutatót.

Tartalom

Bevezetés.....	2
Általános leírás	2
A csomag tartalma.....	2
Biztonsági figyelmeztetések	3
Készülék hatásmechanizmusának bemutatása	4
Funkciók leírása	5
A készülék részei.....	6
A készülék használata	6
Műszaki adatok.....	7
Tárolás és tisztítás	7
Az újratölthető lítium-ion akkumulátor használata	8
Jótállás	8
Hulladékkezelés	8
Webes támogatás és Vivamax termékajánló	9

Bevezetés

Általános leírás

GYVAK2 Vivamax arcfeszítő készülék - Precíziós bőrápolás a harmonikus arckontúrért és a ragyogó üdeségért!

Ez a nyak-, és arcápoló készülék EMS mikroáramot (galván ionokat), vibrációt, LED fotonterápiát (piros, zöld, narancssárga és kék fény), valamint hideg felülettel való kezelést kombinál, amelyek együtt serkentik a vérkeringést, stimulálják az arcon, nyakon és vállon található akupunktúrás pontokat, valamint segítenek a meridiánok tisztításában. Ezen kívül képes eltávolítani a bőrben felhalmozódott salakanyagokat, lassítani a hámsejtek öregedését, finomítani a nyakvonalat, csökkenteni a duzzanatot, ellazítani az arc izmait és fokozni a vitalitást.

A készülék delfinfarok formájú kialakítása a bionika elvein alapul, amely kifinomult és egyedi megjelenést biztosít. Az Y-alakú masszázsfajda tökéletesen illeszkedik az állvonalhoz, a nyakhoz, a vállhoz és a test más ívelt részeihez, így az energiát a bőr minden pontjára közvetíti.

Alkalmazhatja arcán és nyakán egyaránt. Méretéből és akkumulátoros kialakításából adódóan könnyedén hordozható, így akár utazás közben is használhatja. A készülék ergonomikus és áramvonalas kialakítása pedig kényelmes és biztonságos fogást biztosít a kezelése során.

A csomag tartalma

- 1 db arcfeszítő készülék
- 1 db USB töltőkábel (adapter nem tartozék)
- 1 db használati és kezelési útmutató
- 1 db tartóállvány

Biztonsági figyelmeztetések

- Használat előtt olvassa át alaposan a használati és kezelési útmutatóban leírtakat!
- Kizárólag rendeltetésszerűen használja a készüléket, ahogyan azt a használati és kezelési útmutatóban olvasta! A rendeltetésszerű használattól való eltérés a garancia elvesztését vonja maga után.
- A készülék első használatakor, illetve amíg nem szokott hozzá a működéséhez, állítsa a legalacsonyabb fokozatra.
- Használat közben jelentkező bármilyen kellemetlen érzés vagy rendellenes működés esetén a készüléket azonnal kapcsolja ki, és hagyja abba a használatát.
- Sérült USB-töltőkábel esetén a kábelt haladéktalanul cserélje ki.
- A készülék teljes töltési ideje körülbelül 2 óra.
- A készülék biztonsági okokból automatikusan kikapcsol, ha 10 percen belül nem történik gombnyomás.
- A készülék nem vízálló, ezért ne használja zuhanyzás vagy fürdés közben.
- A készüléket gyermekek elől elzárva tárolja.
- Ne használja a készüléket nyílt láng vagy robbanásveszélyes anyag közelében.
- A készüléket száraz, jól szellőző helyen tárolja, óvja a közvetlen napfénytől és a maró hatású vegyszerektől.
- Hosszabb ideig tartó használaton kívüli állapot esetén a készüléket legalább 6 havonta egyszer töltsse fel.
- A készülék beépített lítium akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze.
- Ne használjon a készülékhez olyan alkatrészeket, kiegészítőket, melyek nincsenek a csomagolásban! Ne próbálja önmaga megszerelni, hanem kérdés vagy meghibásodás esetén forduljon a készülék forgalmazójához!
- Soha ne hagyja az áram alá helyezett készüléket felügyelet nélkül! Amikor nem használja, mindig áramtalanítsa!
- Nem javasoljuk, hogy folyamatosan 15-20 percnél hosszabb ideig használja a készüléket.
- A készüléket és a kábelt is tartsa távol meleg (radiátor, tűzhely, kályha, erős napsütés) vagy magas páratartalmú (fürdőszoba) felületektől és helyektől, mivel az tűzveszélyes, illetve áramütéshez vezethet.
- 18 év alattiak és mozgásukban korlátozott személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket!
- Ne aludjon el a készülék használata közben!
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték, nem minősül orvostechnikai eszköznek.



Vigyázat!

1. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne használja tovább a készüléket, ha túlmelegedést észlel!
2. Ne dobálja, ne ütögesse és óvja az éles tárgyaktól!
3. A készülék alkalmazása során mindig használjon krémet vagy más, a kezelés céljából megfelelő kontakt anyagot!
4. Ha a töltőkábel sérült, vagy, ha a készülék vizes lesz vagy vízbe esik, ne helyezze áram alá és ne használja a készüléket! Forduljon a készülék forgalmazójához!
5. Ha bármilyen egészségügyi panasz van, használat előtt kérje ki orvosa véleményét!

Az alábbi betegségekben, illetve tünetekben szenvedők nem használhatják a készüléket:

- 1) Rosszindulatú daganat, rákos megbetegedés, szívpanaszok és beépített szívritmus szabályzó (pacemaker) vagy műtűdő/műszív esetén;
- 2) Vérkeringési problémák-, szív keringési zavarai-, szívkoszorúerek megbetegedései- és szívritmuszavar vagy extrém magas vérnyomás esetén;
- 3) Bőrfertőzés vagy vérző testrész esetén;
- 4) Ne használja a terméket az alábbi esetekben: nyílt seben, nyálkahártyán, érzékeny (idegi) pontokon, műtési hegeken, napozás során leégett bőrfelületen, kozmetikumokra érzékeny bőrfelületen;
- 5) Betegségek esetén, mint pl. lázállapot, akut gyulladás, amikor a meleg/ hőhatás alkalmazása tilos;
- 6) Olyan betegeknek, akiknél a szemgolyó, az agy, a gerincvelő besugárzása tilos;
- 7) Tumor (rosszindulatú daganat) esetén (gyógyult állapotnál sem!);
- 8) Tuberkulózis és gyomorfekély esetén;
- 9) Állkapocs implantátum esetén az orvos véleményét ki kell kérni;
- 10) Akut ízületi reuma esetén;
- 11) Sugárterápia után;
- 12) Megváltozott bőrkép esetén (fertőzőes betegségek, bőrrák, gyulladások, plasztika, stb).

Készülék hatásmechanizmusának bemutatása

EMS mikroáram (galván ionok): A gyenge impulzusáram anódjának és katódjának elve alapján vonzza magához és fellazítja a szennyeződések és a zsíros lerakódásokat, majd eltávolítja azokat a bőrről. Az EMS mikroáram képes stimulálni a bőr alatti szöveteket, aktiválni a sejteket, elősegíteni a kollagén újraképződését és szaporodását, ezáltal feszesebbé és ragyogóbbá téve a bőrt.

Rezgés (Mikrovibráció): Fizikai rezgéssel és elektromos stimulációval fokozza a bőr rugalmasságát és serkenti a sejtek anyagcseréjét. A mikrorezgések során kibocsátott magas frekvenciájú rezgéseknek köszönhetően a szennyeződések egészen a pórusok mélyéről is kitisztíthatók, így bőrünk fellélegezhet és puhább, kellemesebb tapintásúvá válhat.

Fotonterápia:

Piros: A 640-650 nm hullámhossz mélyen behatol a bőrbe, fokozza a sejtek vitalitását, felgyorsítja a vérkeringést, elősegíti a kollagéntermelést, csökkenti a melanin mennyiségét, és halványítja a finom ráncokat.

Zöld: A felületi rétegben hat, javítja a sejtek oxigénellátását, elősegíti a felületi mikrokeringést, enyhíti a nyirokódémát és nyugtatja a bőrt.

Narancssárga: 1-2 mm mélyen hatol a bőrbe, hatékonyan kezeli a bőr pirosságát (eritémát), serkenti a fibroblasztok szaporodását, javítja a bőr immunfunkcióját és regenerálja a bőrt.

Kék: Antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású, gátolja a faggyúképződést, javítja a zsíros bőr állapotát, szabályozhatja a keratin mennyiségét és feszesíti a megereszkedett bőrt.

Hidegterápia (~6-15 C°-os kezelőfelülettel): Frissíti és nyugtatja a bőrt, enyhíti a bőrpírt és a duzzanatot, finomítja a pórusokat, erősíti a bőr vízmegtartó képességét és hidratálja azt.

Funkciók leírása

Massage	Activate	Lift
		
1. Masszázs Pórustisztítás és rugalmasság	2. Keringésfokozás Aktiválás a bőrmegújítás elősegítésére	3. Bőrfeszítés Fokozott hatóanyag bevitel
Wrinkle-T	EMS-UP	Cool
		
4. Ránctalanítás Bőrmegújítás és regeneráció	5. EMS mód Bőrfeszítés mikroárammal	6. Cool arcvasalás Frissítés és hűtés, vízmegtartás fokozása

Figyelem! COOL módban, hidegterápia alkalmazása esetén nem az íves kezelőfejet, hanem a készülék alján található hűtő kezelőfelületet kell a bőrhöz érinteni.

A készülék részei



Főkapcsoló és Funkció választó gomb:

- Hosszan nyomva – Be/Kikapcsolás
- Röviden nyomva: funkciók közötti váltás



Intenzitás gomb: röviden nyomva – váltás az erősségek között



Intenzitás jelző ikon: a négy fokozat megfelel a négy függőleges oszlopnak



Akkumulátor töltöttség ikon: működés közben (készletléti állapot) folyamatosan megjelenik

- alacsony töltöttség esetén: pirosan villog, töltés szükséges
- töltés közben: fehérén villog
- teljesen feltöltve: folyamatosan világít

A készülék használata



1. Tisztítás

Végezzen alapos tisztítást az arcán és a nyakán a készülék használata előtt



2. Meleg borogatás

Helyezzen egy meleg törölközőt a nyaka köré 2 percre



3. Hatóanyag felvitel

Vigye fel a bőrápoló készítményt a nyakára (nyakfeszítő krém, masszázskrém, illóolaj...stb)



4. Funkció kiválasztása

Kapcsolja be a készüléket, válassza ki a kívánt funkciót és intenzitást (első használatnál javasoljuk a legalacsonyabb fokozatot)



5. Kezelés

Helyezze a kezelőfejet a bőrre, végezzen masszírozó mozdulatokat letről felfelé 5-10 perc/kezelés időtartamig (kerülje az ádámcsutkát)



6. Karbantartás

Használat után tisztítsa meg a készüléket egy puha ronggyal és tárolja jól szellőző helyen

Használati tippek:

1. A készülék használata közben fogja meg vagy érintse meg az ionszenzor gyűrűjét (a készülék oldalán található fémcsíkot). Ezzel egyidejűleg a masszázsfaj vagy a hűsítő masszázsfaj érintkezzen a bőrrel, hogy létrejöjjön az áramkör, és a készülék megfelelően működjön.
2. A jobb hatás érdekében használat előtt nedvesítse be a bőrét.
3. Ajánlott naponta kétszer használni, reggel és este.

Műszaki adatok

Cikkszám	GYVAK2
Készülék mérete	150*90*48 mm
Doboz mérete	180*173*56 mm
Súly	192 g
Bemeneti feszültség	DC 5V
Rezgés frekvencia (RPM)	7000 (+/-10) RPM
Töltési áramerősség	500 mAh
Akkumulátor kapacitása	700 mAh
Kezelőfej hőmérséklete hűtés módban	5-16 C° (+-5C°)
Töltési idő	2,5 óra
Maximális teljesítmény	2,5 W
Ajánlott kezelési idő/alkalom	5 perc vagy 2 perc
Kezelőfej anyaga	Rozsdamentes acél

Tárolás és tisztítás

A/ Tárolás

Amikor nem használja a készüléket, tegye vissza a dobozába, tárolja száraz, hűvös helyen! Tartsa távol éles tárgyaktól, melyek kiszakíthatják a készülék borítását. Ne tekerje a kábelt a készülék köré! Ne lógassa fel a készüléket az USB kábelnél fogva!

B/ Tisztítás

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg, míg a motor kihűl! (Ha a tisztítás előtt használta, akkor a kihűlés eltarthat néhány percre.) Kizárólag tiszta, puha, vagy maximum enyhén nedves ronggyal tisztítsa!

- Ne merítse folyadékba a tisztításhoz!
- Tisztításhoz ne használjon oldószert, benzint, kerozint, festékoldót, üveg tisztítót és erős szőrű keféket. Ezek mind tönkre tehetik a készülék felületét.
- Ne próbálja önmaga megszerelni, mert ez a garancia elvesztését vonja maga után!

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor használata

Kérjük, hogy alaposan olvassa át a használati útmutatót! A helytelenül, nem a leírtaknak megfelelően kezelt akkumulátorok a felhasználó hibájából hamarabb tönkre mehetnek, bizonyos esetekben használhatatlanná válhatnak. Az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra a garancia nem érvényes!

- Első használat előtt legalább 2 órán keresztül töltsen az akkumulátort a teljes töltöttség elérése érdekében.
- A készülék működési ideje teljes töltöttséggel felhasználási intenzitástól függően kb. 40 perc.
- A töltéshez csatlakoztassa az USB vezeték egyik végét a készülék oldalán található csatlakozóba, majd a vezeték másik végét csatlakoztassa egy adapterhez (nem tartozék).
- Az optimális, fent megadott töltési idő eléréséhez DC 5V adapter ajánlott, más esetben az akkumulátor teljes feltöltése hosszabb időt is igénybe vehet. Gyorstöltő (turbó töltő) használatát nem ajánljuk.
- A lítium-ion akkumulátor esetében nincs memória hatás, így bármikor tölthető, ezért javasoljuk, hogy amikor csak teheti, töltsen fel.

Tárolás és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, ügyeljen arra, hogy az USB töltőkábel ne legyen hozzá csatlakoztatva.

Jótállás

A termékre a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási idő – 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén két év – vonatkozik. A termékhez jótállási jegy kiállítása nem kötelező, amennyiben a fogyasztási cikk eladási ára nem haladja meg a 100 000 Ft-ot (a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló rendelkezései alapján). A jótállási igény az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat bemutatásával érvényesíthető.

Hulladékkezelés

Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétkébe.

Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél - függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem – annak érdekében, hogy azt továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra!

Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőkhöz!



Webes támogatás és Vivamax termékajánló

A www.vivamax.hu weboldalunkon további hasznos termékinformációkat és leírásokat talál. Oldalunkon megtekintheti térképes üzletkeresőnket, teljes egészségmegőrző választékunkat, valamint letöltheti időszakos akciós kiadványainkat.

Az Ön által vásárolt készülék mellett ajánljuk figyelmébe az alábbi termékeket is, melyeket megtalál weboldalunkon:

- Vivamax polarizált fényű lámpa és színterápiás készlet
- Vivamax masszázslékek és shiatsu masszírozók
- Vivamax masszázspisztolyok
- Herbal Freeze gél 5 féle gyógynövénnyel

Hasznos tartalmakért és a témával kapcsolatos cikkekért látogasson el weboldalunkra (www.vivamax.hu), ahol többek között az alábbi blog bejegyzéseket is elolvashatja:



- Az ultrahang alkalmazásának spektrumai: gyógyászat, arc- és testkezelések
- Tavaszi megújulás a teljesebb életért
- Stresszkezelési tanácsok mindennapokra

Kövessen minket a közösségi felületeken (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, Pinterest), vagy iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből akciós ajánlatainkról, újdonságainkról!



VIVAMAX – Otthon az egészségben!

Magyarországi importőr és forgalmazó:

Vivaldi Kft.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

Tel.: +36-1/889-9080

www.vivamax.hu; info@vivaldi.hu